

Anleitung

CARD STAR /memo3 mit einem CARD STAR /medic2 verbinden

Vorbereitung am CARD STAR /memo3

(Admin-PIN ist bereits gespeichert und es sind keine Daten gespeichert)




1. CARD STAR /memo3 einschalten
2. Drücken Sie die Taste C (Menü)
3. Drücken Sie die Taste 8 (Admin Funktion)




Geben Sie Ihre 8-stellige Admin-PIN ein

4. Drücken Sie die Taste 3 (Docking-Verwaltung)



5. Stecken Sie das /memo3 auf das /medic2




Verbindungsvorgang am CARD STAR /medic2



1. Drücken Sie **X** um in „Betriebsbereit“ zu kommen



2. Drücken Sie **F 0** Einstellungen



3. Mit der Taste **←** mehrfach bis zum Menüpunkt CARD STAR /memo3 klicken




4. Mit der Taste **←** mehrfach bis zum Menüpunkt Verbinden klicken



Der Verbindungsvorgang wird abgeschlossen

Die Geräte sind nun verbunden.



5. Durch drücken von **X** gelangen Sie in den betriebsbereiten Zustand

Bitte lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung!